



Oplachovací zařízení, Typ: XL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082004 XL
GTIN	4250004108318
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Nový Elma Sink je důležitým rozšířením celého procesu čištění. Po vyčištění v ultrazvukovém přístroji můžete vkladací košík vložit přímo do Elma Sink. Zde potom dojde k nejlepšímu možnému vypláchnutí zbytků a chemických prostředků, použitých k čištění. V závislosti na oplachovacím médiu to umožňuje optimálně vyčistit čištěný předmět. Navíc je systém vybaven bočním odtokem.

Vhodné pro:

Vkládaný koš č. 082101: vel. 6; 12; 18; 30

Rozsah dodávky:

Čisticí přístroj bez víka a bez koše. 1× Elma Sink XL, 1× hadicová vsuvka; 1× hadicová svorka; 1× návod k obsluze a montáži.

Upozornění:

Vhodné vkladací koše najdete pod č. 082101.

Technický popis

Hmotnost	6,1 kg
Doporučený pracovní objem	22 l
Šířka přístroje	315 mm

Technický list

Délka přístroje	565 mm
Výška čisticí nádoby	195 mm
Označení výrobce	Elma Sink XL
Výška přístroje	325 mm
Šířka čisticí nádoby	270 mm
Délka čisticí nádoby	475 mm
Rozměr připojení odtoku	3/8 palec
Objem	27,5 l
Vnitřní Ø hadice	12 mm
Druh produktu	Oplachovací zařízení