



Oplachovací zařízení, Typ: L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082004 L
GTIN	4250004108301
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Nový Elma Sink je důležitým rozšířením celého procesu čištění. Po vyčištění v ultrazvukovém přístroji můžete vkladací košík vložit přímo do Elma Sink. Zde potom dojde k nejlepšímu možnému vypláchnutí zbytků a chemických prostředků, použitých k čištění. V závislosti na oplachovacím médiu to umožňuje optimálně vyčistit čištěný předmět. Navíc je systém vybaven bočním odtokem.

Vhodné pro:

Vkládaný koš č. 082101: vel. 6; 12; 18

Rozsah dodávky:

Čisticí přístroj bez víka a bez koše. 1× Elma Sink L, 1× hadicová vsuvka; 1× hadicová svorka; 1× návod k obsluze a montáži.

Upozornění:

Vhodné vkladací koše najdete pod č. 082101.

Technický popis

Hmotnost	4,7 kg
Šířka přístroje	315 mm

Technický list

Objem	17,8 l
Délka čisticí nádoby	300 mm
Doporučený pracovní objem	14,2 l
Označení výrobce	Elma Sink L
Rozměr připojení odtoku	3/8 palec
Délka přístroje	395 mm
Šířka čisticí nádoby	270 mm
Výška přístroje	325 mm
Výška čisticí nádoby	195 mm
Vnitřní Ø hadice	12 mm
Druh produktu	Oplachovací zařízení