



## Station de premiers secours QuickSafe®, Type: 5174



### Données de commande

N° commande	098607 5174
GTIN	5715205517417
Classe d'article	09X

### Description

#### Exécution:

**Station de premiers secours** à fixer au mur. Le couvercle rabattable transparent permet d'avoir une vue d'ensemble immédiate. Cela garantit un accès rapide aux produits de premiers secours dans les situations critiques ainsi que pour les petits accidents quotidiens. Possibilité d'adaptation aux différents besoins.

#### Contenu:

- 18× gels pour brûlures QuickCool (098611)
- 1× compresses QuickStop: 1 pièce 17×17 cm et 2 pièces 12×7,5 cm (098612)
- 20 × lingettes de nettoyage des plaies QuickClean (098613)
- 2× 500 ml Plum Eyewash (098572, réf. 500)
- 1× 200 ml Plum pH Neutral (098570, réf. 200)
- 5× ampoules de rinçage oculaire QuickRinse de 20 ml (098610)
- 1× recharge pour QuickFix Elastic avec 45 pansements (098432 réf. 5512)

### Description technique

Type de produit	Station de premiers secours
-----------------	-----------------------------

---

## Accessoires

Gel pour brûlures QuickCool Type 5150	098611 5150
Lingettes de nettoyage des plaies QuickClean Type 5151	098613 5151
Compresse QuickStop Type 5152	098612 5152
Ampoules de rinçage oculaire QuickRinse Type 5160	098610 5160